

SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest (kolloidales Gold)

**BfArM
gelistet!**




- Schnell: Ergebnis schon nach 10-15 Minuten
- Erfüllt die Mindestanforderungen von RKI und PEI für Tests in der nationalen Teststrategie (TestV). In der BfArM-Listung enthalten.
- Erfolgreich vom Paul Ehrlich Institut validiert (Stand 4.12.2020)
- Sehr exakt aufgrund hoher Affinität zwischen ACE2-Rezeptor und S-Protein
- Jederzeit und überall durchführbar mittels Nasen-Rachen-Abstrich.
- Lagerung bei Zimmertemperatur (2° - ~30°C) Keine Kühlkette notwendig.
- Erkennt diverse Mutationen, keine problematische Kreuzreaktivität
- CE zertifiziert, klinisch getestet
- Natürlich mit deutscher Gebrauchsanleitung


Verfügbare Packungseinheiten

- Karton mit 300 einzeln verpackten Tests
- Packung mit 25 Tests, Umverpackung mit 32 Packs/800Tests

Leistungsdaten



Testauswertung



Weitere Informationen

- [Gebrauchsanweisung \(PDF\)](#)
- [CE-Konformitätserklärung](#)
- [Evaluierung Paul-Ehrlich-Institut \(PDF\)](#)
- [Klinische Studie \(PDF\)](#)
- [EU Anmeldung \(PDF\)](#)